

CHIARIMENTI 1

OGGETTO: GARA AGGREGATA AUTOIMMUNITA'

QUESITO:

Si richiede di sapere se il numero di test esennale riportato nella scheda di offerta All. 2 D è comprensivo dei test per calibrazioni e controlli; si richiede inoltre per una corretta formulazione dell'offerta di dichiarare il numero di sedute settimanali previste e di conoscere i livelli di controllo ed il loro numero per seduta.

RISPOSTA:

Per ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo

I numeri sono già comprensivi di calibrazioni e controlli.

Per i test IFI:

- HEP 2-3T-ANCA etanolo: una seduta giornaliera con un controllo positivo e uno negativo a seduta.
- ANCA formalina, DNA chitidia, EMA: due sedute settimanali con un controllo positivo o negativo per tipologia di vetrino
- ICA: una seduta settimanale con un controllo positivo o negativo

Per i test CLIA:

- SSA, SSB, ScL70, Sm, RNP, Jo1, due sedute settimanali con un controllo positivo o negativo per ciascun test
- Centromero e GBM eseguiti a richiesta
- Calprotectina fecale: una seduta settimanale con controllo positivo o negativo
- ASCA, Actina, cromatina una seduta mensile.
- una seduta giornaliera con controlli positivi e negativi per tutti i restanti test

Per ASST Monza

1- i numeri dei test sono comprensivi dei controlli, ma non delle calibrazioni che andranno calcolate a parte dalle aziende

2- tre sedute settimanali per ogni analita

3- i livelli di controllo sono due: pos e neg

Per ASST Melegnano

a) il numero di test esennale riportato nella scheda di offerta non comprende calibratori/controlli

b) sono previste n.3 sedute/settimana

c) sono previsti livelli di controllo normali e patologici (uno per seduta analitica).

Per ASST Policlinico

| CHEMILUMINESCENZA/ELISA | N | sedute/settimana | controlli | calibratori |
|--|--------|------------------|----------------|----------------------------|
| S - Ab Anti ENA - SCREENING | 18.000 | 4 | ad ogni seduta | 1 calibrazione ogni 2 mesi |
| S - ANTICORPI ANTI DNA NATIVO (QUANTITATIVO) | 15.000 | 4 | ad ogni seduta | 1 calibrazione ogni 2 mesi |
| S - Ab anti JO1 | 4.200 | 4 | ad ogni seduta | 1 calibrazione ogni 2 mesi |
| S - Ab anti RNP | 4.200 | 4 | ad ogni seduta | 1 calibrazione ogni 2 mesi |
| S - Ab anti SSA 52 | 4.200 | 4 | ad ogni seduta | 1 calibrazione ogni 2 mesi |
| S - Ab anti SSA 60 | 4.200 | 4 | ad ogni seduta | 1 calibrazione ogni 2 mesi |
| S - Ab anti SSB | 4.200 | 4 | ad ogni seduta | 1 calibrazione ogni 2 mesi |
| S - Ab anti Scl-70 | 4.200 | 4 | ad ogni seduta | 1 calibrazione ogni 2 mesi |
| S - Ab anti Sm | 4.200 | 4 | ad ogni seduta | 1 calibrazione ogni 2 mesi |
| S - ANTICORPI ANTI MITOCONDRIO (AMA) | 2.000 | 4 | ad ogni seduta | 1 calibrazione ogni 2 mesi |
| S - Ab anti MIELOPEROSSIDASI (ultrasensibile) | 9.000 | 4 | ad ogni seduta | 1 calibrazione ogni 2 mesi |
| S - Ab anti PROTEINASI 3 (ultrasensibile) | 9.000 | 4 | ad ogni seduta | 1 calibrazione ogni 2 mesi |
| S - ANTICORPI ANTI MEMBRANA BASALE GLOMERULARE | 600 | al bisogno | ad ogni seduta | 1 calibrazione ogni 2 mesi |
| S - Ab ANTI BETA 2 GLICOPROTEINA (Beta 2 GP) IgG | 18.000 | 4 | ad ogni seduta | 1 calibrazione ogni 2 mesi |
| S - Ab ANTI BETA 2 GLICOPROTEINA (Beta 2 GP) IgM | 18.000 | 4 | ad ogni seduta | 1 calibrazione ogni 2 mesi |
| S - Ab ANTI CARDIOLIPINA IgG | 18.000 | 4 | ad ogni seduta | 1 calibrazione ogni 2 mesi |
| S - Ab ANTI CARDIOLIPINA IgM | 18.000 | 4 | ad ogni seduta | 1 calibrazione ogni 2 mesi |
| S - Ab anti peptide Cic. CITRULLINATO | 6.000 | 4 | ad ogni seduta | 1 calibrazione ogni 2 mesi |
| S- FATTORE REUMATOIDE | | | | |
| S - ANTICORPI ANTI CENTROMERO | 600 | 4 | ad ogni seduta | 1 calibrazione ogni 2 mesi |
| S - Ab anti TRANSLUTAMINASI IgA | 30.000 | 5 | ad ogni seduta | 1 calibrazione ogni 2 mesi |
| S - Ab anti TRANSLUTAMINASI IgG | 1.800 | 5 | ad ogni seduta | 1 calibrazione ogni 2 mesi |
| S - ANTICORPI ANTI GLIADINA DGP (AGA) IgA | 3.600 | 4 | ad ogni seduta | 1 calibrazione ogni 2 mesi |
| S - ANTICORPI ANTI GLIADINA DGP (AGA) IgG | 3.600 | 4 | ad ogni seduta | 1 calibrazione ogni 2 mesi |
| S- ANTI SACCAROMYCES CEREVISIAE (ASCA) IgA | | | | |
| S- ANTI SACCAROMYCES CEREVISIAE (ASCA) IgG | | | | |
| S - ANTICORPI ANTI ACTINA | | | | |
| S - ANTICORPI ANTI CROMATINA | | | | |
| F-CALPROTECTINA | 6.000 | 1 | ad ogni seduta | 1 calibrazione ogni 2 mesi |
| | | | | |