

URINOCOLTURA (urine da sacchetto adesivo)

MATERIALE NECESSARIO PER LA RACCOLTA

- Sacchetto adesivo sterile per la raccolta delle urine (se acquistato in Farmacia prestare attenzione ad eventuali modelli per bambino o bambina);
- Barattolo sterile con apertura larga e tappo a vite.



Tutti i materiali sono fornibili dal Punto Prelievi oppure acquistati in Farmacia.

MODALITA' DI RACCOLTA E CONSEGNA

Si seguito le raccomandazioni per l'adulto che provvede alla raccolta.

- Lavare con cura le mani con acqua e sapone (non usare disinfettanti), sciacquarle e asciugarle.
- Lavare bene i genitali esterni e il perineo del bambino o della bambina con acqua e sapone (non usare disinfettanti), risciacquare e asciugare con fazzoletti o tovaglioli di carta monouso.
- Aprire il sacchetto sterile evitando di toccare l'interno.
- Farlo aderire alla cute perineale. Per le bambine far aderire il sacchetto nel punto tra ano e genitali, distendendo con due dita la piega dei glutei, per evitare l'applicazione "a ponte", che facilmente provoca la perdita di urina.
- Attendere l'emissione dell'urina.
- **Avvertenza:** la **raccolta** va fatta **entro 30 minuti**, se trascorso tale tempo il bambino **non ha** ancora **urinato**, staccare il sacchetto e **ripetere la procedura dall'inizio** utilizzando un **sacchetto nuovo**.
- Appena raccolta l'urina staccare il sacchetto e richiuderlo arrotolando la parte adesiva. **Non travasare l'urina in altro contenitore.**
- Porre il sacchetto nel barattolo sterile, mantenendo verso l'alto l'apertura sigillata. Richiudere con cura il barattolo.
- Consegnare il barattolo con le urine al Punto Prelievi **entro 2 ore** dalla raccolta. Se ciò non fosse possibile, la consegna può essere fatta entro 12 ore, conservando il barattolo in frigorifero a +4 °C (non congelare).

